

Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur DOIT lire le manuel d'instructions de Matchu Sports.

- Ne PAS placer votre doigt ou tout autre objet à proximité du piston métallique lorsque le pistolet de massage est utilisé.

- N'utilisez PAS d'autres accessoires que ceux fournis par Matchu Sports et uniquement selon les instructions de Matchu Sports.

- Ne PAS utiliser le pistolet de massage EVOLVEONE™ sur la tête ou près des parties génitales.

- Ne pas se prendre les cheveux dans une autre partie mobile du MASSAGE GUN EVOLVEONE™.

- Ne PAS utiliser le MASSAGE GUN EVOLVEONE™ au-dessus de la pomme d'Adam ou du C4.

pomme d'Adam ou du C4.

- Ne PAS mouiller le MASSAGE GUN EVOLVEONE™ autrement qu'en le nettoyant avec une gomme magique ou une serviette légèrement humide.

- Ne PAS bloquer les orifices de ventilation du moteur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVANT D'UTILISER LE MATCHU SPORTS EVOLVEONE™ OU DE CHARGER LA BATTERIE LITHIUM-ION, LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE FIGURANT DANS CE MANUEL, SUR LE CHARGEUR, SUR LA BATTERIE ET SUR LE PISTOLET DE MASSAGE EVOLVEONE™. LES BATTERIES NEUVES DOIVENT ÊTRE CHARGÉES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Nous nous efforçons de rendre le PISTOLET DE MASSAGE EVOLVEONE™ de Matchu Sports aussi sûr que possible. Néanmoins, il s'agit d'un outil mécanique avancé comportant des composants électriques. Si le pistolet de massage Matchu Sports EVOLVEONE™ et

ses accessoires ne sont pas utilisés ou entretenus correctement, il existe un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Lors de l'utilisation du pistolet de massage Matchu Sports EVOLVEONE™, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment :

1. UTILISER UNIQUEMENT SELON LES INSTRUCTIONS. N'utilisez que ce qui est décrit dans ce

Manuel d'instructions Matchu Sports. Utiliser uniquement les accessoires et pièces de rechange recommandés par Matchu Sports.

et les pièces de rechange recommandés par Matchu Sports.

N'effectuez pas d'entretien autre que celui indiqué dans ce manuel d'instructions ou conseillé par Matchu Sports.

Manuel d'utilisation Matchu Sports ou conseillé par Matchu Sports.

2. PAS POUR LES ENFANTS. Le pistolet de massage Matchu Sports EVOLVEONE™

et le chargeur ne sont pas destinés à être utilisés par de jeunes enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instruits par une personne responsable.

responsable concernant l'utilisation du pistolet de massage Matchu Sports EVOLVEONE™

MASSAGE GUN afin de s'assurer qu'elles peuvent charger et utiliser l'appareil.

Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE GUN en toute sécurité. Ne pas permettre que le MASSAGE GUN Matchu Sports EVOLVEONE™ soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent

être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le pistolet de massage Matchu Sports EVOLVEONE™ ou le chargeur.

10 11

1. Chargez complètement la batterie pendant six heures au maximum avant la première utilisation, qu'elle soit attachée ou détachée de l'appareil.

2. Pour charger la batterie, connectez l'adaptateur au port de charge de la batterie et raccordez-le à une prise de courant.

3. Les voyants lumineux de l'appareil clignotent pour indiquer une charge active.

4. Lorsque la batterie est pleine, la ligne lumineuse passe du rouge au vert.

5. La batterie peut être rechargée à tout moment et à n'importe quel niveau de batterie. N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.

1. Touchez l'écran pour démarrer l'appareil et accéder au premier niveau. Appuyez sur le bouton à chaque fois, le niveau augmentera d'un niveau jusqu'au niveau 6.

2. À n'importe quel niveau de vitesse, en appuyant sur le bouton pendant 1 seconde, l'appareil se met en veille.

3. Touchez le moteur pour démarrer l'interrupteur jusqu'à ce qu'il affiche "O" après le massage, et l'appareil s'arrête de fonctionner.

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation en position "OFF" pour couper l'alimentation.

1. Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le avec un chiffon doux.

2. Pour le stockage ou le voyage, ranger dans la boîte en carton fournie.
3. Stockez l'appareil dans un endroit sec, bien ventilé, sans gaz corrosif, à une distance d'au moins 250 mm du sol et à une hauteur maximale de 5 couches.
4. Stockez et emballez l'appareil pour une longue période sans utilisation et chargez-le tous les six mois.
5. L'appareil est adapté au transport automobile, ferroviaire, maritime et aérien.
6. L'appareil doit être sécurisé pendant le transport pour éviter les vibrations violentes, les collisions, les culbutes et les chutes, ainsi que les chocs vers le haut, en douceur et de manière étanche.

INSTRUCTIONS

CHARGEMENT

MAINTENANCE

FONCTIONNEMENT

EN | NL | DE

INSTRUCTIONS

MANUEL DE LA TÊTE DE MASSAGE

EN | NL | DE

Design rond et sphérique. La force est régulière et douce. Il convient pour le massage et la relaxation de la taille, de l'abdomen, des fesses et des jambes. Ainsi que la relaxation musculaire avant et après l'exercice, recommandé pour les amateurs de fitness léger comme les danseurs, le yoga, l'aérobic et ainsi de suite.

Petit design, sur la base du plan, un petit arc se moule autour de certaines parties du corps. Convient aux muscles de l'abdomen, de la poitrine et des jambes du corps humain.

12 13

## INSTRUCTIONS

FR | NL | DE

Les points de force entre les deux sont égaux, la stimulation puissante peut efficacement effectuer un simple massage des acupoints. La taille de la largeur évite parfaitement la colonne vertébrale humaine et la vertèbre cervicale, ce qui assure une expérience confortable. Convient aux épaules, à la colonne cervicale et aux muscles bilatéraux. (Ne pas frapper directement la colonne cervicale et la colonne vertébrale, cela entraînerait des blessures physiques).

Une forme simple, pleine d'impact, une pression directe qui atteint la profondeur. Convient aux méridiens, à la plante des pieds, aux paumes, aux tendons d'Achille, aux muscles rhomboïdes du dos, etc.

La tête plate convient à l'ensemble du corps, en particulier aux gros muscles, comme les quadriceps. Utilisez la tête plate pour un massage complet plus superficiel.

Le pistolet de massage des fascias des muscles profonds est un appareil vibrant portable et rechargeable, doté d'un couple important et d'un long réglage. Il peut réduire efficacement la douleur causée par l'accumulation d'acide lactique après un exercice intense, et soulager l'inconfort des muscles de la population sédentaire et couchée depuis longtemps.